

LENTE DE CONTACTO

AIROPTIX PLUS HYDRAGLYDE

Caja 6 lentes

DIAM	C.B	RANGOS	USOS Y REEMPLAZO	ESPEJOR CENTRAL
14.2	8.6	de 0.00 a -8.00 (0.25) de -8.50 a -10.00 (0.50) de +0.25 a +6.00 (0.25)	Uso diario y/o extendido Reemplazo mensual con una noche de descanso cada semana	0.08

AIROPTIX AQUA MULTIFOCAL HYDRAGLYDE -

Caja 6 lentes

DIAM	C.B	RANGOS	USOS Y REEMPLAZO	ESPEJOR CENTRAL	
14.2	8.7	ESFÉRICOS de +6.00 a -10.00 (0.25)	ADICIÓN Lo, Med, Hi	Uso diario y/o extendido Reemplazo mensual con una noche de descanso cada semana	0.08

AIROPTIX ASTIGMATISMO HYDRAGLYDE -

Caja 6 lentes

DIAM	C.B	RANGOS			USOS Y REEMPLAZO	ESPEJOR CENTRAL
		ESF	CIL	EJE		
14.5	8.7	de +6.00 a -6.00 (0.25)	-0.75, -1.25	90º Y 180º pasos de 10º	Uso diario y/o extendido Reemplazo mensual con una noche de descanso cada semana	0.102
		de -6.00 a -10.00 (0.50)	-1.75			
		de 0.00 a -6.00 (0.25)	-2.25			

AIROPTIX COLORS

Caja 2 lentes

DIAM	C.B	RANGOS	USOS Y REEMPLAZO	ESPEJOR CENTRAL
14.2	8.6	de +6.00 a -6.00 (0.25) de -6.00 a -8.00 (0.50) Verde/Azul/Verde Gema / Avellana/Gris Miel/Azul Brillante/Gris Acero	Uso diario y/o extendido Reemplazo mensual con una noche de descanso cada semana	0.08

DAILIES AQUA- Miopía e Hipermetropía

Caja 30 lentes

DIAM	C.B	RANGOS	USOS Y REEMPLAZO	ESPEJOR CENTRAL
14.1	8.5	de -0.50 A -6.00 (0.25) de -6.50 A -12.00 (0.50) DE +0.50 A +6.00 (0.25)	Uso y reemplazo diario	0.10

FRESHLOOK COLORS BLENDS - Miopía e Hipermetropía

Caja 2 y 6 lentes

DIAM	C.B	RANGOS	USOS Y REEMPLAZO	COLORES
14.5	8.6	de +2.50 a +6.00 (0.50) de +2.00 a -6.00 (0.25) de -6.50 a -8.00 (0.50)	Uso diario Reemplazo mensual	Azul, Verde y Gris (2 y 6 lentes) Turquesa, Miel, Azul zafiro, Puro avellana, Café y Amatista Azul vibrante, Verde esmeralda y Gris intenso (caja 2 lentes)